

# ERGO-Lux *i* mobil

Le confort absolu de la  
technologie sans fil



**Première  
mondiale!**

Températures de lumière: 2700 K 4500 K 6500 K



152562 154562 156562  
56 D / Ø 35 mm (opt. Ø 27.0 mm)

152482 154482 156482  
48 D / Ø 35 mm (opt. Ø 27.5 mm)

152392 154392 156392  
39 D / Ø 35 mm

152282 154282 156282  
28 D / Ø 35 mm



152242 154242 156242  
24 D / Ø 55 mm (opt. Ø 52.5 mm)



152202 154202 156202  
20 D / Ø 55 mm



152172 154172 156172  
16 D / Ø 35 mm



152162 154162 156162  
16 D / Ø 60 mm



152132 154132 156132  
12 D / Ø 35 mm



152122 154122 156122  
12 D / Ø 70 mm

# Loupes lumineuses à main avec LED

**Nouveau!**

## ■ ERGO-Lux i mobil

ERGO-Lux i mobil – la loupe à usage quotidien avec recharge à induction. Outre la possibilité de choisir entre 2 niveaux de luminosité et 3 températures de lumière, l'atout majeur de cette nouvelle loupe réside dans sa capacité de recharge sans fil; les batteries ne doivent plus être changées.

- Fonctionnement à induction – plus besoin de remplacer les batteries ni de brancher la loupe avec un câble
- L'interrupteur tactile facile à prendre en main émet un son lorsqu'il est utilisé et permet de choisir entre 2 niveaux de luminosité pour un éclairage optimal
- Contraste élevé, diffusion uniforme de la lumière grâce à un réglage idéal de l'intensité lumineuse
- Les températures de lumière testées individuellement améliorent le confort de lecture
- Faible consommation d'énergie
- Design ergonomique et zone tactile pour une bonne prise en main et une sensation agréable
- 17 lentilles différentes, 11 puissances et 3 températures de lumière
- Loupes rectangulaires pour gauchers ou droitiers
- Lentilles asphériques très légères
- **Commandez un kit complet pour l'une de ces loupes, socle de recharge, câble USB et adaptateur USB compris en ajoutant «-1» au numéro de référence de l'article (ex. 152122-1)**





**Coffret ERGO-Lux i mobil  
avec 2 socles de recharge et adaptateurs USB**

**150202 150402 150602**

Contenu: 16 D Ø 60 mm, 10 D 75x50 mm pour droitier, 8 D Ø 85 mm,  
2 socles de recharge avec câble et adaptateur USB



**150442 Présentoir universel pour ERGO-Lux i mobil**

Présentoir en métal laqué noir avec panneau interchangeable de  
format A4 et supports magnétiques;

taille approx. (l x h x p): 30,0x30,0x21,5 cm

Contenu: 16 D Ø 60 mm, 10 D 75x50 mm pour droitier,  
8 D Ø 85 mm (4500 K), 2 socles de recharge avec câble et  
adaptateur USB

**164052 Présentoir universel**

Présentoir en métal laqué noir avec panneau interchangeable de  
format A4 et 3 supports magnétiques;

taille approx. (l x h x p): 30,0x30,0x21,5 cm



**150002 Socle de recharge**

Approx. 70x70 mm avec câble USB 1,5 m

**150012 Adaptateur USB**

pour socle de recharge ERGO-Lux i mobil

**180902 Pack de 5 cordons tour de cou**

**180912 Pack de 5 dragonnes**

Températures de lumière: **2700 K 4500 K 6500 K**



**152112 154112 156112**

10 D / 75x50 mm, non inclinée



**152102 154102 156102**

10 D / 75x50 mm, droitiers



**152142 154142 156142**

10 D / 75x50 mm, gauchers



**152092 154092 156092**

8 D / Ø 85 mm



**152082 154082 156082**

8 D / 100x75 mm, droitiers



**152072 154072 156072**

8 D / 100x75 mm, gauchers



**152062 154062 156062**

6 D / Ø 100 mm

# Tirer le meilleur parti de la technologie...

## ■ Définir de nouveaux standards

Les innovations de SCHWEIZER ont toujours représenté des étapes importantes pour le traitement de la basse vision et ouvert la voie à l'industrie.

## ■ La magie de l'«induction»

Cette technologie est de plus en plus fréquemment utilisée pour les appareils de la vie quotidienne comme les smartphones, les tablettes ou autres outils mobiles.

## ■ Recharge à induction – comment cela fonctionne-t-il?

Il suffit de placer l'appareil sur le socle de recharge et, comme par magie, la batterie intégrée est rechargée sans qu'aucune connexion ne soit nécessaire entre le socle de recharge et l'appareil. L'énergie est transmise par induction.

**SCHWEIZER a opté pour le standard Qi dans la mesure où il est compatible avec de nombreux appareils (téléphones mobiles et autres petits appareils) pouvant utiliser le même chargeur.**

## ■ Principaux avantages de l'ERGO-Lux i mobil

### ■ Les batteries ne doivent plus être remplacées

Oubliez les cordons de raccordement et profitez de cette fonctionnalité bien pratique

### ■ À la maison:

**Branchez le socle de recharge une fois pour toute – et c'est tout!**

Votre loupe est toujours à la même place et prête à être utilisée – rien de plus facile!

### ■ En déplacement: Recharge grâce au port USB

À partir de nombreux sources (voiture, ordinateur portable, etc.)

### ■ Un pour tous, tous pour un..

Un seul socle de recharge pour différents appareils

**Adieu le stress de la batterie vide. Profitez de cette technologie innovante et oubliez les contraintes liées aux changements de batteries ou à la nécessité d'utiliser un câble pour charger votre loupe.**

**Confort d'utilisation maximum!**

